


10種類の豊富なサイズバリエーション

0.4mm～最大 1.3mm

プラグ挿入時のフィット例



スーパーフレックス

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3174	スーパーフレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	3179	スーパーフレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9
3175	スーパーフレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	3170	スーパーフレックスプラグ 1.0mm	1.0×1.9
3176	スーパーフレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3171	スーパーフレックスプラグ 1.1mm	1.1×2.0
3177	スーパーフレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6	3172	スーパーフレックスプラグ 1.2mm	1.2×2.0
3178	スーパーフレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8	3180	スーパーフレックスプラグ 1.3mm	1.3×2.0

フレックスプラグ

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3074	フレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.2	3077	フレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.6
3075	フレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.3	3078	フレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.8
3076	フレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3079	フレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.9

トリプルゲージ

- ★オートクレーブ可能
- ★全部で 8 種類のサイズ測定
- ★ゲージサイズが印字されています



品番	製品名	備考
2009	トリプルゲージングキット	2010, 2011, 2012&3本用滅菌トレー
2010	ダブルゲージ 0.5/0.6	0.5/0.6mmチップ
2011	ダブルゲージ 0.7/0.8	0.7/0.8mmチップ
2012	ダブルゲージ 0.9/1.0	0.9/1.0mmチップ
2013	ダブルゲージ 1.1/1.2	1.1/1.2mmチップ
WH778-SB	3本用滅菌トレー	シリコンマット付き

小冊子のご案内



販売名：イーグルプラグ
承認番号：21200BZY00283000

PLUG SERIES

~EAGLE VISION~




Since 2014
イーグルプラグ One



Since 2008
スーパーイーグルプラグ

OVER 15 YEARS EXPERIENCE



Since 2005
スーパーフレックスプラグ



Since 2002
フレックスプラグ

The 1™ Size Solution

Simple

1サイズの為、サイズ選択が不要で非常にシンプルです。インサーター形状や挿入方法にも変更はありません。


Reliable

30年の実績あるプラグ専門メーカーであるEagle Vision社の信頼性高いプラグです。

Familiar

フレックスプラグ・スーパーフレックスプラグ・スーパーイーグルプラグから大幅な形状変更はなく、親しみあるデザイン形状を維持しながら改良しています。

つばの下側部分を取り除きドーム形状にし、より涙点形状にフィットします。




ノーズ部が双葉形状になっています。その為挿入への抵抗が少なく小さな涙点へも容易に挿入できます。

ノーズ部のエッジをラウンド形状にして、より優しいデザインになっています。

ノーズ部の角度は全プラグの中で最も鋭角になっています。

イーグルプラグOne (模型) を上方から見た形状



イーグルプラグ ONE

品番	品名	シャフト径×長さ(mm)
3001	イーグルプラグ One	0.5×1.8

Small・Medium・Large

3size で従来の適応サイズをほぼカバーします。

ノーズ部がより鋭角な角度になり、容易に挿入できます。



Wide-Flexなノーズが、涙点形状にフレキシブルにフィットし、広いサイズに適用できます。

スーパーイーグルプラグ

品番	品名	シャフト径×長さ(mm)	ノーズ直径(mm)
3130	スーパーイーグルプラグ Small	0.4×1.4	0.9
3131	スーパーイーグルプラグ Medium	0.6×1.6	1.1
3132	スーパーイーグルプラグ Large	0.8×1.7	1.4