


## Universal backflush instrument

製品番号: BF00.R01  
 製品名: Vitreq バックフラッシュ ユニバーサルハンドピース  
 数量: 1本



\*本製品は未滅菌で、再使用可能なハンドルです。  
 \*リザーバー、チュービング、先端針は含まれておりません。  
 \*チタン製のハンドルです。

## Disposable backflush consumables

reservoirs	製品番号: BF00.D52  ディスポ バックフラッシュ アスピレーションリザーバー	tubing	製品番号: BF00.D53  ディスポ アスピレーションチュービング
------------	--	--------	---

## Disposable backflush needles

23 Gauge	製品番号: BF23.D52  ディスポ 23G バックフラッシュニードル ブラッシュ	25 Gauge	製品番号: BF25.D52  ディスポ 25G バックフラッシュニードル ブラッシュ
----------	--	----------	---



5本/箱(滅菌済み)

販売名: Vitreq ディスポーザブル バックフラッシュ  
 認証番号: 第229AFBZI00010000号




# DSP MICRO INSTRUMENTS & DSP BACKFLUSH

## 23G/25G/27G 硝子体手術器具

# Vitreo Only from Vitreg

~ Vitreoretinal instruments ~



Claus Eckardt, MD



先端のチップ幅は全てのゲージで0.3mmとファインに製造されています。改良された先端プラットフォームは皮膜組織の断裂を減少されており、短い先端形状は、より強い把持力を可能にしています。先端サイズは23G/25G/27Gから選択できます。



エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)

Gaurav Shah, MD



先端のファインチップは45°セレイションのプラットフォーム形状になっています。ラウンド形状の先端は皮膜組織の断裂を減少させ、更に45°のセレイションは従来以上の強い把持力を可能にしています。先端サイズは、23G/25G/27Gから選択できます。



シャー氏 X-traグリップ鉗子 45°

Ferenc Kuhn, MD



クーン氏パワー鉗子45°は、ILMやERMの皮膜を剥離するのに適しているだけでなく、増殖性の硝子体内の網膜上膜、水晶体被膜、虹彩、小さな眼内異物及び繊維膜等に対する処置へも大変適しています。先端サイズは、23G/25Gから選択できます。



クーン氏 パワー鉗子 45°

32mm

## 25 Gauge

Standard style	製品番号: BF25.D01 デイスボ 25G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	製品番号: BF25.D02 デイスボ 25G バックフラッシュ フラッシュ アスピレーションチュービング付き
	0.7mm	

## Retractable style

製品番号: BF25.D05
0.7mm
デイスボ 25G バックフラッシュ フラッシュ 先端収縮型 アスピレーションチュービング付き

## Extendable style

製品番号: BF25.D07
8mm
デイスボ 25G バックフラッシュ シリコンチップ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き

32mm

## 27 Gauge

Standard style	製品番号: BF27.D01 デイスボ 27G バックフラッシュ アスピレーションチュービング付き	製品番号: BF27.D02 デイスボ 27G バックフラッシュ フラッシュ アスピレーションチュービング付き
	0.7mm	

# Disposable backflush instruments



## 23 Gauge

Standard style	製品番号: BF23.D01	製品番号: BF23.D02
	 0.7mm ディスポ 23G バックフラッシュ アスピレーションチューピング付き	 0.7mm ディスポ 23G バックフラッシュ ブラッシュ アスピレーションチューピング付き



Retractable style	製品番号: BF23.D05
	 0.7mm ディスポ 23G バックフラッシュ ブラッシュ 先端吸引型 アスピレーションチューピング付き



Extendable style	製品番号: BF23.D07
	 8mm ディスポ 23G バックフラッシュ シリコンチップ 伸縮型 アスピレーションチューピング付き

# Reusable micro forceps & scissors



## 23 Gauge

forceps	製品番号: FC23.R02 23G セレイテッド鉗子	製品番号: FC23.R03 23G ILM エンドグリップ鉗子	製品番号: FC23.R04 23G イシメトリカルエンドグリップ鉗子	製品番号: FC23.R05 23G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)	
	製品番号: FC23.R06 23G クーン氏 パワー鉗子 45°	製品番号: FC23.R07 23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	製品番号: SC23.R01 23G 垂直剪刃	製品番号: SC23.R02 23G マイクロ剪刃 直



## 25 Gauge

forceps	製品番号: FC25.R02 25G セレイテッド鉗子	製品番号: FC25.R03 25G ILM 鉗子	製品番号: FC25.R04 25G イシメトリカルエンドグリップ鉗子	製品番号: FC25.R05 25G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)	
	製品番号: FC25.R06 25G クーン氏 パワー鉗子 45°	製品番号: FC25.R07 25G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°	scissors	製品番号: SC25.R01 25G 垂直剪刃	製品番号: SC25.R02 25G マイクロ剪刃 直

## Reusable micro forceps & scissors



### 27 Gauge

	製品番号: FC27.R05	製品番号: FC27.R07		製品番号: SC27.R01	製品番号: SC27.R03
forceps			scissors		
	27G エッカード氏 ILM 鉗子 (エンドグリップ)	27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°		27G 垂直剪刃	27G マイクロ水平剪刃 曲

### Cleaning adaptor

洗浄アダプターと滅菌用ホルダーが一体化されたユニークなデザインです。繊細な先端チップを洗浄・滅菌から保護します。



製品番号: FC00.R03  
製品名: クリーニングアダプター

## Disposable micro forceps & scissors



### 23 Gauge

	製品番号: FC23.D02	製品番号: FC23.D03	製品番号: FC23.D04	製品番号: FC23.D05	
forceps					
	製品番号: FC23.D06	製品番号: FC23.D07		製品番号: SC23.D01	製品番号: SC23.D02
			scissors		
	製品番号: SC23.D03				
	製品番号: SC23.D01	製品番号: SC23.D02	製品番号: SC23.D03		
	製品番号: FC23.D06	製品番号: FC23.D07		製品番号: SC23.D01	製品番号: SC23.D02
			scissors		
	製品番号: SC23.D03				
	製品番号: FC23.D02	製品番号: FC23.D03	製品番号: FC23.D04	製品番号: FC23.D05	
	製品番号: FC23.D06	製品番号: FC23.D07		製品番号: SC23.D01	製品番号: SC23.D02
			scissors		
	製品番号: SC23.D03				

## Disposable micro forceps & scissors



### 25 Gauge

	製品番号: FC25.D02	製品番号: FC25.D03	製品番号: FC25.D04	製品番号: FC25.D05	
forceps					
	製品番号: FC25.D06	製品番号: FC25.D07		製品番号: SC25.D01	製品番号: SC25.D02
			scissors		
	製品番号: SC25.D03				
	製品番号: FC25.D06	製品番号: FC25.D07		製品番号: SC25.D01	製品番号: SC25.D02
			scissors		
	製品番号: SC25.D03				



### 27 Gauge

	製品番号: FC27.D05	製品番号: FC27.D07		製品番号: SC27.D01	製品番号: SC27.D03
forceps			scissors		



5本/箱 (滅菌済み)

販売名: Vitreq ディスポーザブル シザーズ  
認証番号: 第229AFBZI00011000号

販売名: Vitreq ディスポーザブル フォーセプス  
認証番号: 第229AFBZI00012000号