


カラーバーシルマー試験紙

COLOR BAR SCHIRMER TEAR TEST

シルマー試験紙はEAGLE VISION (イーグルビジョン社 米国)の
涙液分泌機能検査用試験紙です。
涙液分泌能の適正をしらべるのに有効です。



- 目盛がプリントされています。
- 濡れた部分の色がブルーに変わり、わかります。
- 最終涙液量がブルー色になり、測定しやすい。
- 右眼(R)・左眼(L)とプリントされているので誤認を防げる。

特徴

- 試験紙は、滅菌処理してあります。
- 濡れた部分(涙液量)の色がブルーに変わることによって分かりやすい。
- 右眼(R)、左眼(L)とプリントされているので誤認を防げる。



●包装50セット(100眼分)