

single-use ophthalmic innovations

販売名：ステリメディックスカニューレ
認証番号：220AGBZX00309000

製造元



製造販売業者



株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-48-2 第一ビル
TEL. 03 (3802) 0655 FAX. 03 (3802) 0688
URL ▶ <http://www.whitemedical.co.jp>

2018-6



single-use
ophthalmic
surgical
products

to meet the demands
of modern ophthalmic
surgical techniques.

The only single-use cannula supplier
with European-based manufacturing



Product key

色	ゲージ	色	ゲージ
Yellow	30G	Green	21G
Grey	27G	Yellow	20G
Brown	26G	Cream	19G
Orange	25G	Pink	18G
Purple	24G	White	16G
Blue	23G		
Black	22G		

All hub colours comply with ISO6009



Sterimedix. Dedicated to supporting our distributors and their customers

SINGLE USE

本品はディスポーザブル製品ですので、
1回限りのみで再使用はできません。

Single use products

Page 3	ITVマーカー&テンプレート	8	吸引・灌流/Aspiration・Irrigation I/Aハンドピース/Coaxial I/A Handpieces
4	麻酔針/Anaesthesia 前房メンテナンス/Anterior Chamber Maintenance 水晶体嚢切開術/Capsulotomy	9	カプセルポリッシャー/Capsule Polishing イリゲーションチョッパー/Irrigation Chopper
5	粘弾性物質/Viscoelastic	10	涙管灌流/Lachrymal Cannulae 屈折矯正用/Refractive
6	ハイドロダイセクション/Hydrodissection		
7	水晶体皮質除去/Cortex Removal		

STERIMEDIXは、アメリカでFDAを取得しています。また、ISO 13485:2003、ISO 9001:2000とCE認定の下、厳格に製品を製造管理しています。



LACHRYMAL CANNULAE 涙管カニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M9276	26G	0.45 x 32mm	涙管カニューレ 曲	
M9277	25G	0.5 x 29mm	涙管カニューレ 曲	
M9274	21G	0.81 x 38mm	涙管カニューレ 曲	

REFRACTIVE 屈折矯正用

レーシック手術に適しています。

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2804	25G	0.5 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端9mm曲 0.15mm径ポート×6	
M2817	27G	0.4 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端9mm曲 0.15mm径ポート×4	
M2819	27G	0.4 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端7mm曲 25°	
M2822	25G	0.5 x 22mm	イリゲーションレーシックカニューレ 先端9mm曲 0.15mm径ポート×6 先端閉	


CAPSULE POLISHING

囊から残存する皮質を除去し、きれいにします。シリコンチップは優しくポリッシュでき、眼内レンズの出し入れにも有効的です。
マイクロ加工のチップは、ポリッシング用にエッチング加工が施されています。

Micro Etched マイクロエッチドカニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M8604A	● 23G	0.64 x 22mm	カプセルポリッシャー 先端9mm曲 アスピレーション0.3mmサイドポート エッチング加工	
M8604B	● 21G	0.81 x 22mm	カプセルポリッシャー 先端9mm曲 アスピレーション0.3mmサイドポート エッチング加工	
M8603	● 21G	0.81 x 22mm	カプセルポリッシャー 先端3mm曲 先端5mmエッチング加工	

Olive Tipped オリーブチップカニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M8620C	● 23G	0.64 x 25mm	オリーブチップポリッシャー 曲	

IRRIGATION CHOPPER イリゲーションチョッパー (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5552	● 20G		イリゲーションチョッパー 1.25mm 60° オフセット	

粘弾性 & ハイドロカニューレ SPECIAL PRICE

VISCOELASTIC 粘弾性物質

Viscoelastic Cannulae 粘弾性物質カニューレ (100本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3924N	● 27G	0.4 x 26mm	粘弾性物質カニューレ 直	
M3925	● 27G	0.4 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 14° 曲	

定価 ¥8,900 (税抜) : 100本/1箱


*安全なプロテクター付きです。

*ストレートとカーブの2種類があります。

HYDRODISSECTION ハイドロダイセクション

核や水晶体囊から皮質を水圧分離させるのに適しています。

Hydrodissection Cannulae ハイドロダイセクションカニューレ (100本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2273CS	● 27G x 7/8"	0.4 x 22mm	ハイドロダイセクター27G 弱弯 縦平ポート	

定価 ¥9,800 (税抜) : 100本/1箱

*ハイドロ専用のカニューレです。

*先端が加工済みの為、簡便に使用できます。



【注意事項】


※100本入り及びプロテクター付での販売は上記の3製品のみとさせていただきます。

IVTマーカ&テンプレート ～硝子体内注射～



品番：M7500 / 製品名：IVTマーカ
入数：50本/箱
全長：80mm
先端サイズ：3.5mm/4.0mm

*先端サイズは3.5mm/4.0mmの2種類です。
*滅菌済みの Disposable 製品です。



品番：M7510 / 製品名：IVTテンプレート
入数：50本/箱
全長：75mm
テンプレートサイズ：3.5mm

*眼球に固定したまま、注射ができます。
*テンプレートサイズは3.5mmです。
*滅菌済みの Disposable 製品です。

販売名：IVTマーカ&テンプレート
認証番号：230AKBZX0001700

BIMANUAL HANDPIECES バイマニユアルハンドピース

Aspiration 吸引 (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5518	23G	0.64 x 16mm	アスピレーション 曲 0.3mmポート	
M5502	23G	0.64 x 16mm	アスピレーション 曲 0.3mmポート	
M5512	21G	0.81 x 16mm	アスピレーション 曲 0.3mmポート	
M5511	20G	0.90 x 19mm	アスピレーション 曲 0.3mmポート	

Irrigation 灌流 (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5523	23G	0.64 x 16mm	イリゲーション 曲 極薄 オープンエンド	
M5513	23G	0.64 x 16mm	イリゲーション 曲 0.4mmツインポート	
M5514	21G	0.81 x 16mm	イリゲーション 曲 0.5mmツインポート	
M5510	20G	0.90 x 19mm	イリゲーション 曲 0.5mmツインポート	

COAXIAL I/A HANDPIECES I/Aハンドピース (5本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5580	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース ストレートチップ	
M5582	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース 45°チップ	
M5584	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース 90°チップ	
M5581	16/21G	1.6 x 0.81mm	I/Aハンドピース カーブチップ	

Cortical Cleaving Cannulae コーティカルクリーニングカニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3908	25G	0.5 x 22mm	皮質分割ハイドロダイセクター 先端0.3mmテーパ 先端1mm45°	

CORTEX REMOVAL 水晶体皮質除去 (10本入)

皮質の破砕片や粘弾性物質を除去する際に使用します。
J字型カニューレは10時~2時の間に残存する皮質吸引に有効的です。

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M6576	23G	0.64 x 22mm	皮質吸引エクストラクター 03mmトップポート 弱弯	
M6525	21G	0.81 x 16mm	皮質吸引エクストラクター 03mmトップポート 弱弯	
M6594	23G	0.64 x 16mm	シャルルー氏皮質吸引エクストラクター 斜面カット エンドポート	

J Shaped J字型 (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M5622	25G	0.5 x 22mm	J字型カニューレ 幅2.0mm 右曲	
M5623	25G	0.5 x 22mm	J字型カニューレ 幅2.0mm 左曲	




ANAESTHESIA 麻醉針 術前に局部麻酔の際に使用します。

Retrobulbar 球後麻酔針 (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M0275	25G	0.5 x 38mm	球後麻酔針 (Tri-Facet)	
M0285	30G	0.3 x 16mm	30G球後麻酔針 (Facial Infiltration)	
M0637	25G	0.5 x 38mm	アトキンソン氏 球後麻酔針	
M0638	23G	0.64 x 38mm	アトキンソン氏 球後麻酔針 極薄	

Sub Tenon Cannula テノン嚢下麻酔針 (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M0278	19G	1.1 x 25mm	テノン嚢下カニューレ	

Peribulbar 眼球周囲麻酔針 (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M0641A	27G	0.4 x 32mm	眼球周囲麻酔針	
M0642	25G	0.5 x 32mm	眼球周囲麻酔針	
M0643	23G	0.64 x 32mm	眼球周囲麻酔針	

ANTERIOR CHAMBER MAINTENANCE 前房メンテナンス

粘弾性物質や空気の注入によって手術中の前房を維持し、形成する際に使用します。

Anterior Chamber Cannulae 前房カニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2270	30G	0.3 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端4mm 35° 曲	
M2273A	27G	0.4 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端4.5mm 35° 曲	
M2275	25G	0.5 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端5mm 35° 曲	
M2273G	23G	0.64 x 22mm	リクロフト氏前房カニューレ先端5.5mm 35° 曲	

CAPSULOTOMY 水晶体嚢切開術 水晶体の曲面に適合するようにデザインされています。

Irrigating Cystotomes 灌流シストーム (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3610A	25G	0.5 x 16mm	灌流シストーム 直	
M3610B	27G	0.4 x 16mm	灌流シストーム 曲 弱弯	
M3610	25G	0.5 x 16mm	灌流シストーム 曲 弱弯	
M3610S	25G	0.5 x 16mm	灌流シストーム 曲 弱弯 Short Tip	
M3602	25G	0.5 x 16mm	サイドカッピングシストーム 弱弯	



Angled Cystotomes アングルシストーム (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3626	● 27G	0.4 x 16mm	シストーム	

Reverse Formed リバースシストーム (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3629	● 25G	0.5 x 16mm	シストーム 曲 弱弯 リバースチップ	

VISCOELASTIC 粘弾性物質

Viscoelastic Cannulae 粘弾性物質カニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M3926A	● 27G	0.4 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 35°	
M2639A	● 25G	0.5 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 35°	
M3909	● 23G	0.64 x 22mm	粘弾性物質カニューレ 45°	

HYDRODISSECTION ハイδροダイセクション

核や水晶体囊から皮質を水圧分離させるのに適しています。

Hydrodissection Cannulae ハイδροダイセクションカニューレ (10本入)

品番	ゲージ	サイズ	説明	先端形状
M2273E	● 27G	0.4 x 22mm	ヘルシンキ氏ハイδροダイセクター 弱弯 水平ポート	
M3992	● 30G	0.3 x 22mm	ハイδροダイセクター 先端7mm曲 水平ポート	
M3902	● 27G	0.4 x 22mm	ハイδροダイセクター 先端9mm曲 水平ポート	
M3900	● 25G	0.5 x 22mm	ハイδροダイセクター 先端9mm曲 水平ポート	
M2273H	● 27G	0.4 x 22mm	ハイδροダイセクター 弱弯 ラウンドチップ	
M3904	● 27G	0.4 x 18mm	ハイδροダイセクター 垂直ポート 90° アングル	