

Ensure™



培養時間：24時間
培養温度：57℃

Ensureは院内で使用する 生物学的モニタリングシステムです。

- * Ensureバイオロジカルインジケータは24時間で結果を判断できる生物学的なモニタリングシステムです。
- * Ensureインキュベーターは、5つの個別のプログラムがあり、各プログラムを異なる時間で開始することができ、24時間までカウントされます。
- * インジケータのテスト結果を毎回記録できるオリジナルのログブックも併せてご利用できます。

品番	製品名
SCI-BI25	Ensureバイオロジカルモニタリング 25カウント
SCI-BI100	Ensureバイオロジカルモニタリング 100カウント
SCI-BINC-120	Ensure インキュベーター
SCI-BILOG	Ensure モニタリングシステム用 ログブック
SCI-BISK-120	Ensure スターターキット (SCI-BI25, SCI-BINC-120, SCI-BILOG)

製造元

SciCan
A HIGHER STANDARD

販売元

**WHITE
MEDICAL**

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688
URL▶<http://www.whitemedical.co.jp>
E-mail: white1@sepia.ocn.ne.jp