

新製品のご案内



強角膜切片作成用

ドナー角膜トレパンΦ19mm & 20mm

摘出した眼球から強角膜切片作成時のガイドとして使用します。

直径19mm、20mmとワイドサイズなので、人工前房での安定が良く、角膜内皮移植時の強角膜切片作成に最適です。

19mm H-2560/23
20mm H-2560/24



強角膜切片保存用チャンバー(ワイドサイズ)
&専用アダプター

強角膜切片を直径20mmの大きなものまで、保存出来るサイズです。



JEDMED ヘスバーグ・バロン氏 真空トレパン

サイズ追加のお知らせ



医療用具承認番号：20900BZY00983000

品番	サイズ
21-8272	7, 25mm
21-8277	7, 75mm
21-8282	8, 25mm
21-8287	8, 75mm

株式会社ホワイトメディカル
東京都荒川区東日暮里5-48-2
TEL 03-3802-0655
FAX 03-3802-0688