


ホワイト滅菌トレー

Instrument Trays

- ・滅菌トレーは「ポリマーウルテム」を用いて製造され、耐久性に優れています。
- ・シリコンホルダーを滅菌トレーに取り付けることが可能です。(下記写真参照)

プラスαの特長(滅菌の蒸気と乾燥の促進)



*ベーストレーとシリコンマットの間に小さな突起があり、お互いの密着を防ぎます。

*滅菌ケースの蓋上にスリット状に穴が数か所開いています。



製品番号: SB-2


販売名: 滅菌トレー用
シリコンホルダー 2穴

*3本、5本用滅菌トレー用

製品番号: SB-3

販売名: 滅菌トレー用
シリコンホルダー 3穴

*10本用滅菌トレー用



製品番号: WH614-DK

販売名: シリコンバー付き滅菌トレー
(マット無し)


サイズ: 152mm×64mm×19mm



製品番号: WH778-SB

販売名: 3本用滅菌トレー(マット付)


サイズ: 190mm×64mm×19mm



製品番号: WH634-SB

販売名: 5本用滅菌トレー(マット付)


サイズ: 165mm×102mm×19mm



製品番号: WH471D1-SB

販売名: ハンドピース用滅菌トレー
(マット付)


サイズ: 178mm×102mm×38mm



製品番号: WH1038S-SB

販売名: 10本用滅菌トレー(マット付)

サイズ: 254mm×152mm×19mm



製品番号: WH1038D1-SB

販売名: 10本用深型滅菌トレー
(マット付)

サイズ: 254mm×152mm×38mm

販売元


WHITE
MEDICAL

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688

※滅菌トレー実寸サイズ(単位:mm)

トレーの深さ



- WH1038S-SB トレット付 10本(254×152×19)
WH1038D1-SB トレット付 10本/深型(254×152×38)

- WH634-SB トレット付 5本(165×102×19)

- WH471D1-SB トレット付(178×102×38)

- WH778-SB トレット付 3本(190×64×19)
● WH614-DK トレット無 シリコナー付(152×64×19)