

NEW

フェイコチップ 専用 クリーンアダプター



フェイコチップ クリーン アダプター
品番：750-5002-001
入数：2個入り
材質：アルミニウム

* YouTubeで使用動画(30秒)公開しています。

フェイコチップクリーンアダプター

検索

フェイコチップの内腔をしっかりと洗浄できます！！



ネジ切固定

テーパー接続(ロックなし)

- ✓ 実用新案登録済みです。(実願2018-000489)
- ✓ シリンジに接続するだけ、とても簡便です。
- ✓ QuickRinseに接続可能です。
- ✓ フェイコチップ内腔をしっかりと洗浄できます。

<販売先>

(株)ホワイトメディカル 東京都荒川区東日暮里5-48-2 TEL:03-3802-0655