


NANO SubRet Gateway Device

Access without Vitrectomy!

製品名 : Nano SubRet Gateway

品 番 : VS0225

入 数 : 5本/1箱 (滅菌済み)



特徴：

- * ハンドル操作によって、42Gカニューレと33G延長ニードルは28Gニードル内へ収納できます。
- * 硝子体手術なしで網膜下腔へのアクセスが可能です。
- * 硝子手術用パックを使用する必要はありません。
- * 28Gの OUTER ニードルは強膜挿入をスムーズにさせます。
- * 33Gの延長ニードルは眼内での剛性をより高めます。
- * 42Gのポリイミドカニューレは網膜下腔での操作を容易にします。
- * 硝子体腔に逆流しません。

使用目的：

黄斑下出血
遺伝子治療
網膜下注射

使用映像



販売名 : Vortex シングルユース網膜硝子体用カニューレ
認証番号 : 302AKBZX00036000

- 製造元 : Vortex Surgical (USA)
- 製造販売元 : 株式会社ホワイトメディカル
東京都荒川区東日暮里5-48-2

