

NEW

フェイコチップ 専用 クリーンアダプター



フェイコチップ クリーン アダプター

品番: 750-5002-001

入数: 2個入り

材質: アルミニウム

* YouTubeで使用動画(30秒)公開しています。



フェイコチップクリーンアダプター 検索

- ✓ 実用新案登録済みです。(実願2018-000489)
- ✓ シリンジに接続するだけ、とても簡便です。
- ✓ アダプター内に6° のテーパー付で、
洗淨中に抜けずらいデザイン設計です。
- ✓ フェイコチップ内腔をしっかりと洗淨できます。

フェイコチップの内腔をしっかりと洗淨できます！！



ネジ切固定

テーパー接続(ロックなし)

<販売先> (株)ホワイトメディカル 東京都荒川区東日暮里5-48-2 TEL:03-3802-0655