


## 10種類の豊富なサイズバリエーション

0.4mm～最大 1.3mm

プラグ挿入時のフィット例



### スーパーフレックス

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
3174J	スーパーフレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.1	3179J	スーパーフレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.7
3175J	スーパーフレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.2	3170J	スーパーフレックスプラグ 1.0mm	1.0×1.8
3176J	スーパーフレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	3171J	スーパーフレックスプラグ 1.1mm	1.1×2.0
3177J	スーパーフレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.4	3172J	スーパーフレックスプラグ 1.2mm	1.2×2.0
3178J	スーパーフレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.5	3180J	スーパーフレックスプラグ 1.3mm	1.3×2.0

### フレックスプラグ

品番	品名	シャフト径×長さ	品番	品名	シャフト径×長さ
30742	フレックスプラグ 0.4mm	0.4×1.0	30772	フレックスプラグ 0.7mm	0.7×1.4
30752	フレックスプラグ 0.5mm	0.5×1.2	30782	フレックスプラグ 0.8mm	0.8×1.5
30762	フレックスプラグ 0.6mm	0.6×1.3	30792	フレックスプラグ 0.9mm	0.9×1.6

## プラグマルチゲージ

★オートクレーブ可能

★ゲージサイズが印字されています



品番	製品名	備考
2040	プラグマルチゲージ	左側：0.5/0.6/0.7 右側：0.8/0.9/1.0

小冊子のご案内



販売名：イーグルプラグ  
承認番号：21200BZY00283000

# PLUG SERIES




Since 2014  
イーグルプラグ One SL



Since 2008  
スーパーイーグルプラグ

## OVER 18 YEARS EXPERIENCE



Since 2005  
スーパーフレックスプラグ



Since 2002  
フレックスプラグ

### The 1™ Size Solution

#### Simple

1サイズの為、サイズ選択が不要で非常にシンプルです。インサーター形状や挿入方法にも変更はありません。


#### Reliable

30年の実績あるプラグ専門メーカーであるEagle Vision社の信頼性高いプラグです。

#### Familiar

フレックスプラグ・スーパーフレックスプラグ・スーパーイーグルプラグから大幅な形状変更はなく、親しみあるデザイン形状を維持しながら改良しています。

つばの下側部分を取り除きドーム形状にし、より涙点形状にフィットします。




ノーズ部が双葉形状になっています。その為挿入への抵抗が少なく小さな涙点へも容易に挿入できます。

ノーズ部のエッジをラウンド形状にして、より優しいデザインになっています。

ノーズ部の角度は全プラグの中で最も鋭角になっています。

イーグルプラグOne SL(模型)を上方から見た形状



### イーグルプラグ ONE SL

品番	品名	シャフト径×長さ(mm)
3001J	イーグルプラグ One SL	0.5×1.8

### Small·Medium·Large

3size で従来の適応サイズをほぼカバーします。

ノーズ部がより鋭角な角度になり、容易に挿入できます。



Wide-Flexなノーズが、涙点形状にフレキシブルにフィットし、広いサイズに適用できます。

### スーパーイーグルプラグ

品番	品名	シャフト径×長さ(mm)	ノーズ直径(mm)
3130J	スーパーイーグルプラグ Small	0.4×1.4	0.9
3131J	スーパーイーグルプラグ Medium	0.6×1.6	1.1
3132J	スーパーイーグルプラグ Large	0.8×1.7	1.4