


カラーバーシルマー試験紙


COLOR BAR SCHIRMER TEAR TEST

シルマー試験紙はCorza Medical(コルザメディカル社 米国)の
涙液分泌機能検査用試験紙です。
涙液分泌能の適正をしらべるのに有効です。



特 徴

- 試験紙は、滅菌処理してあります。
- 濡れた部分(涙液量)の色がブルーに変わることによって
分かりやすい。
- 右眼(R)、左眼(L)とプリントされているので誤認を防げる。



●包装50セット(100眼分)