


# ホワイト滅菌トレー

## Instrument Trays


- ・全ての滅菌ケースにシリコンマットが付いています。
- ・滅菌トレーは「ポリマーウルテム」を用いて製造され、耐久性に優れています。
- ・シリコンホルダーを滅菌トレーに取り付けることが可能です。(下記写真参照)

プラスαの特長(滅菌の蒸気と乾燥の促進)



\*ベーストレーとシリコンマットの間に小さな突起があり、お互いの密着を防ぎます。

\*滅菌ケースの蓋上にスリット状に穴が数が所開いています。



製品番号: SB-2  
販売名: 滅菌トレー用  
シリコンホルダー 2穴


\*3本、5本用滅菌トレー用

製品番号: SB-3  
販売名: 滅菌トレー用  
シリコンホルダー 3穴


\*10本用滅菌トレー用




製品番号: WH778-SB  
販売名: 3本用滅菌トレー(マット付)  
サイズ: 190mm×64mm×19mm




製品番号: WH634-SB  
販売名: 5本用滅菌トレー(マット付)  
サイズ: 165mm×102mm×19mm



製品番号: WH471D1-SB  
販売名: ハンドピース用滅菌トレー  
(マット付)  
サイズ: 178mm×102mm×38mm



製品番号: WH1038S-SB  
販売名: 10本用滅菌トレー(マット付)  
サイズ: 254mm×152mm×19mm



製品番号: WH1038D1-SB  
販売名: 10本用深型滅菌トレー  
(マット付)  
サイズ: 254mm×152mm×38mm

販売元


**WHITE**  
**MEDICAL**

株式会社 **ホワイトメディカル**

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル  
TEL. 03(3802)0655 FAX. 03(3802)0688

※滅菌トレー実寸サイズ(単位:mm)

トレーの深さ



- WH1038S-SB ㇿト付 10本(254×152×19)
- WH1038D1-SB ㇿト付 10本/深型(254×152×38)

- WH634-SB ㇿト付 5本(165×102×19)

- WH471D1-SB ㇿト付(178×102×38)

- WH778-SB ㇿト付 3本(190×64×19)